

Sauerstoffbefeuchtung

Allgemeines

Möglichst nur geschlossene Sterilwassersysteme verwenden.

Standzeit/Wechselrhythmus

Medizinprodukt	Standzeit/Wechselrhythmus
Sterile Einwegsprudlerflasche (in Abhängigkeit von der Höhe der Sprudlerflasche bzw. nach Herstellerangaben)	Bei begrenzter Verwendungsdauer Behältnis mit Datum versehen!
<ul style="list-style-type: none"> ○ Wandleiste über dem Bett (z. B. Flasche ca. 30 cm oberhalb des Kopfes) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ nach Herstellerangaben
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sprudlerflasche in Kopfhöhe (z. B. mobiles Sauerstoffgerät, Wandleiste in Kopfhöhe) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ bis 7 Tage ○ bei Kondensateinlauf in die Flasche 24h bei 1 Patienten, sonst je Patient
<ul style="list-style-type: none"> ○ in Fußbodennähe 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 24 Stunden ○ Kann der Kondensateinlauf aus dem Schlauch in die Flasche sicher verhindert werden, dann bis 7 Tage (z. B. Wasserfalle)
O₂-Zuleitungsschläuche	<ul style="list-style-type: none"> ○ bis 7 Tage bei 1 Patienten ○ bei Patientenwechsel und bei Bildung von Kondenswasser sofort wechseln
O₂-Nasensonde	<ul style="list-style-type: none"> ○ mindestens 2x wöchentlich wechseln ○ bzw. sofort bei sichtbarer Verschmutzung und bei Patientenwechsel
O₂-Brille	
O₂-Maske	