



Steckbecken

Allgemein

Nach Benutzung sofort in den Steckbecken-Reinigungsautomaten stellen und Programm starten.

Aufbewahrung

Trockene Aufbewahrung in den dafür vorgesehenen Gestellen.

Wartung

- 1-mal jährliche Wartung der Steckbecken-Reinigungsautomaten
- Wartungsauftrag erfolgt durch den Geschäftsbereich Bau/Betriebs- und Medizintechnik
- Wartungsprotokolle werden im Geschäftsbereich Bau/Betriebs- und Medizintechnik archiviert
- Telefon: 0381 494 **5430**