



Waschschüsseln

Desinfizierende Reinigung der Waschschüssel nach Benutzung.

Thermisch

- o im Steckbeckenautomat

Chemisch

- o Waschschüssel nach Nutzung ausspülen
 - Entfernung von Seifenresten, um Desinfektion nicht zu beeinflussen
- o Trocknung der Schüsseln vor Desinfektion
 - Vermeidung von Verdünnungseffekten durch Restfeuchtigkeit
- o Wischdesinfektion laut Desinfektionsplan
 - Einwirkzeit muss eingehalten werden!
- o Waschschüsseln trocken aufbewahren

Aus hygienischer Sicht sind Waschschaalen aus Metall zu bevorzugen (Gefahr der Versprödung von Plastikschaalen).

Entsorgung des Waschwassers

Die Entsorgung des Waschwassers erfolgt im unreinen Arbeitsraum.

Ist die Entsorgung des Waschwassers im Patientenzimmer unvermeidbar, müssen anschließend das Waschbecken und die kontaminierten Flächen desinfiziert werden.