

Aufbereitungskompendium

Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums

3. Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten

Klinik

ZIM

Abteilung

Bronchoskopie

Aufbereitbare Medizinprodukte sind entsprechend des Kontaminationsrisikos bei der letzten Benutzung und bei der demnächst anstehenden Benutzung nach einem durch eine RKI-Empfehlung vorgegebenen Schema einzustufen.

Das Kontaminationsrisiko richtet sich im Fall von flexiblen Endoskopen und dem Zubehör nach den Kriterien Schleimhaut- oder Blutkontakt (semikritisch bzw. kritisch) sowie nach der Geometrie des Instrumentes (glatte, runde Oberflächen ohne Lumina versus komplizierte Oberflächen und/oder Lumina entspricht „A“ bzw. „B“)

Instrument	Risikoklasse	Anleitung des Herstellers	Einweisungsprotokoll	Aufbereitungsverfahren lt. Herstellerangaben		Arbeitsanweisung
				Reinigung/Desinfektion	Sterilisation	
Bronchoskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
Leihgeräte	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
PE-Zangen	Kritisch B	vorhanden		AEMP		
Biopsienadeln: Außenhülle	Kritisch B	vorhanden				
Biopsienadeln: Nadel	Kritisch B	vorhanden		Einmalprodukt		
Biopsiebürste	Kritisch B	vorhanden		Einmalprodukt		
Biopsiekatheter	Kritisch B	vorhanden				
Reinigungsbürsten	Semikritisch B			Einmalprodukt		
Beißring	Semikritisch A	nein		Einmalprodukt		
Nierenschalen	Semikritisch A	nein		Einmalprodukt		