



## Aufbereitungskompendium

Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums

### 4. Arbeitsanweisungen

### Aufbereitung Zubehör Absaugsystem

#### Allgemeines

##### Zweck

Reproduzierbare, sichere Aufbereitung des Zubehörs von Absaugsystemen unter Beachtung der Herstellerangaben und der MPBetreibV.

##### Verteiler

- Mitarbeiter Endoskopieabteilung
- Aufbereitende Mitarbeiter anderer Abteilungen

##### Mitgeltende Unterlagen

- Basishygieneordnung
- Hygienemerkbblätter
- Desinfektionsplan

##### Verantwortlichkeiten

- Leitender Mitarbeiter der Endoskopieabteilung
- Ausführende Mitarbeiter

#### Vorgehensweise

#### Aufbereitung/Entsorgung

##### Sekretbeutel/Schlauchsystem

- Einmalartikel
- Entsorgung nach Gebrauch bzw. mindestens 1x täglich

##### Sekretauffangbehälter

Manuelle Aufbereitung in der Endoskopieabteilung

- Reinigung
- Desinfektion laut Desinfektionsplan
- Spülung
- Trocknung



## Aufbereitungskompendium

Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums

### 4. Arbeitsanweisungen

### Aufbereitung Zubehör Absaugsystem

#### Lagerung

Lagerung aller Materialien trocken und staubgeschützt.

*Nach DIN Norm 58953 Sterilgutversorgung wird eine Lagerdauer für sterile Medizinprodukte bei geschützter Lagerung in Schubladen oder Schränken in Einfach-Verpackungen von 6 Monaten und in Dreifach-Verpackungen des Herstellers von 3-5 Jahren empfohlen.*

*Bei ungeschützter Lagerung nicht länger als 48 Stunden haltbar.*