










## Übersicht Probenahmegefäße/Primärgefäße

Bild	Bezeichnung	Anwendung/Eignung für	Firma	Artikel Nr. SAP Nr.
	<b>eSwab™</b> <b>„regular“</b>  malve-farbener Deckel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kulturelle bakteriologische und mykologische Diagnostik</li> <li>■ PCR und Antigennachweise               <ul style="list-style-type: none"> <li>● z. B. Wund-/Nasen-/Rachenabstriche</li> </ul> </li> </ul>	Mast Diagnostics	80490CEA  11000019214
	<b>eSwab™</b> <b>„minitip“</b>  orange-farbener Deckel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kulturelle bakteriologische und mykologische Diagnostik</li> <li>■ PCR und Antigennachweise</li> </ul> Kleinere Tupfer für: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pädiatrie</li> <li>● Urogenitalabstriche</li> </ul>	Mast Diagnostics	80481CE  11000019215
	<b>UTM™</b> <b>„RT mini“</b>  roter Deckel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Virologische Diagnostik</li> <li>■ PCR / Antigennachweise einschließlich               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Chlamydien,</li> <li>● Mykoplasmen und</li> <li>● Ureaplasmen</li> </ul> </li> </ul>	Mast Diagnostics	80359C  11000019216




## Übersicht Probenahmegefäße/Primärgefäße

Bild	Bezeichnung	Anwendung/Eignung für	Firma	Artikel Nr. SAP Nr.
	<b>Probengefäß mit Zwischenboden (steril) 5,0 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquor</li> </ul>	Sarstedt	62.612.steril 11000000396
	<b>Stuhlgefäß PS 10 ml brauner Deckel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transport von Stuhl</li> </ul>	Sarstedt	80734 11000000384
	<b>Urinröhrchen PPN 13 ml weißer Deckel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transport von Urin</li> </ul>	Sarstedt	60.540.500/ 11000000385
	<b>Urinmonovette steril 8,5 ml gelb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transport von Urin</li> </ul>	Sarstedt	10.258 11000000663




## Übersicht Probenahmegefäße/Primärgefäße

Bild	Bezeichnung	Anwendung/Eignung für	Firma	Artikel Nr. SAP Nr.
	<b>Röhrchen steril 50 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TB-Diagnostik</li> <li>■ Morgenurin</li> </ul>	Greiner	227261 13000000209
	<b>Mehrzweckbecher PP 100 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Becher zum Transport größerer Mengen von festem/flüssigem Untersuchungsmaterial</li> </ul>	Sarstedt	75.562.105 11000000382
	<b>Sputumgefäß PP 15 ml weißer Deckel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transport von Sputum / Mundspülwasser</li> </ul>	Greiner	60.732.001 1100000024490

## Übersicht Probenahmegefäße/Primärgefäße



Bild	Bezeichnung	Anwendung/Eignung für	Firma	Artikel Nr. SAP Nr.
	<b>Röhrchen PP steril 12ml blauer Deckel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transport von flüssigem / festem Untersuchungsmaterial</li> </ul>	Greiner	164161 13000000210
	<b>BACTEC Plus Aerobic /F und BACTEC Lytic/ 10 Anaerobic /F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blutkultur (aerob/anaerob)           <ul style="list-style-type: none"> <li>● flüssige Punktate (parallel zu Nativmaterial)</li> </ul> </li> </ul>	BD	442023 13000007080 und 442021/ 13000007081
	<b>BACTEC Peds Plus /F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blutkultur (aerob)           <ul style="list-style-type: none"> <li>● für Kinder mit Körpergewicht ≤ 20 kg</li> </ul> </li> </ul>	BD	442194/ 13000007083

## Übersicht Probenahmegefäße/Primärgefäße

Bild	Bezeichnung	Anwendung/Eignung für	Firma	Artikel Nr. SAP Nr.
	<b>Portagerm Pylori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kultureller Nachweis von <i>Helicobacter pylori</i></li> <li>■ Transport von Magenbiopsien</li> </ul>	bioMérieux	Anforderung erfolgt über Materialannahme IMIKRO  (Tel: 5913)
	<b>Serummonovette 7,5 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Venenblut zur Serumgewinnung</li> </ul>	Sarstedt	01.1601  11000000661
	<b>Coagulationsmonovette 2,9 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Venenblut (Citratblut)</li> </ul>	Sarstedt	04.1902  11000021260



## Übersicht Probenahmegefäße/Primärgefäße

Bild	Bezeichnung	Anwendung/Eignung für	Firma	Artikel Nr. SAP Nr.
	<b>EDTA-Monovette 7,5 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Venenblut (EDTA-Blut)</li> </ul>	Sarstedt	01.1605  11000000671
	<b>EDTA-Monovette 2,6 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Venenblut (EDTA-Blut)</li> </ul>	Sarstedt	04.1901  11000021262