



## Wäsche

### Allgemeines

- Möglichst geschlossene Wäschewagen verwenden
- Bei offenen Wäschewagen
  - Wäsche abräumen bzw. staubdicht abdecken
- Wäsche sofort in die entsprechenden Wäschesäcke entsorgen
- Bei starker Durchfeuchtung zweiten Wäschesack (Kunststoffsack) verwenden
- Beim Hantieren mit Schmutzwäsche Staub aufwirbeln vermeiden
- Nach Kontakt mit Schmutzwäsche hygienische Händedesinfektion durchführen

### Infektiöse Wäsche

- Gesonderte Wäscheentsorgung
  - Zweitverpackung oder Wäschesack mit Aufdruck " Infektiöse Wäsche"
- Rücksprache mit Krankenhaushygieniker bzw. Hygienefachkraft
  - Krankenhaushygieniker, Telefon: 0381 494 5900
  - Hygienefachkraft, Telefon: 0381 494 5014
- Siehe auch Hygienemerkmale der UMR

### Aufbereitung von Kopfkissen und Bettdecken

Weitere Informationen unter BHO/Patientenbetten und Umfeld.

### Waschmaschinen

Grundsätzlich wird Krankenhauswäsche in gewerblichen Wäschereien aufbereitet!

Wird in Ausnahmefällen Wäsche in den Bereichen gewaschen, muss dies möglichst bei 60°C und nur mit einem gelisteten desinfizierenden Waschmittel erfolgen.

#### Waschmittel und Waschtemperatur

Waschtemperatur 40°C: Eltra 40

Waschtemperatur ab 60°C: Eltra

#### Waschmittelkonzentration

Die Konzentrationsvorgaben des Herstellers entsprechend der Gerätekapazität sind zwingend einzuhalten.

Diese sind unabhängig von der Gesamtbeladung.



## Wäsche

In der Regel ist die maximal angegebene Einsatzkonzentration erforderlich.

### Leistungsüberprüfung

Die Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung der Waschmaschine erfolgt einmal jährlich.

Organisation der Überprüfung durch das Hygienelabor am IMIKRO.

### Hygienelabor

Telefon: 0381 494 5797

### Leistungsbeanstandung

Werden die Ergebnisse der mikrobiologisch-hygienischen Kontrolle beanstandet, so folgt daraus eine ungenügende Leistung der chemo-thermische Desinfektion der Waschmaschine.

### *Vorgehen*

- Einspülkasten händisch reinigen
- Einmaliger Waschlauflauf im Leerprogramm bei mindestens 90°C unter Verwendung eines desinfizierenden Waschmittels (Eltra)
- Anschließend Nachbeprobung durch das Labor der Krankenhaushygiene anmelden
  - Hygienelabor, Telefon: 0381 494 5797

Bei erneuter Beanstandung der mikrobiologisch-hygienischen Kontrolle ist eine Wartung/Reparatur zu beantragen.