

**Dokumentation Aufbereitung von TEE-Sonden** (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal)Bereich Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie (**KAI**)

Datum	Uhrzeit	Gerätenummer	Bemerkung	Freigabevermerk	Signaturkürzel
01.06.22	15.30	xxxxxxxxxx	keine bzw. ordnungsgemäßer Ablauf	ja	XY

Die Dokumente sind nach Medizinproduktegesetz mindestens 5 Jahre zu verwahren.

Es gilt die Standardarbeitsanweisung (SAA) Aufbereitung von TEE-Sonden (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal) der UMR in ihrer aktuellen Version.

**Dokumentation Aufbereitung von TEE-Sonden (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal)**

Bereich Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie (KAI)

Datum	Uhrzeit	Gerätenummer	Bemerkung	Freigabevermerk	Signaturkürzel
01.06.22	15.30	xxxxxxxxxx	keine bzw. ordnungsgemäßer Ablauf	ja	XY

Die Dokumente sind nach Medizinproduktegesetz mindestens 5 Jahre zu verwahren.

Es gilt die Standardarbeitsanweisung (SAA) Aufbereitung von TEE-Sonden (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal) der UMR in ihrer aktuellen Version.