

## 1. Thema: Richten von Infusionen

Das Richten von Infusionen muss unter aseptischen Kautelen erfolgen, d h.

- das Anrichten der Infusionen erfolgt im reinen Arbeitsraum.
- die Arbeitsfläche ist vor Nutzung zu desinfizieren.
- Hygienische Händedesinfektion!
- Desinfektion der Membran/des Gummiseptums mit einem sterilisierten Tupfer und einem Hautantiseptikum (EWZ 15 sec).
- das Desinfektionsmittel muss abtrocknen.

Kontrolle der Infusionsflasche

- auf Unversehrtheit (Haarrisse)
- auf Trübung, Ausflockung, Bodensatz
- auf die Haltbarkeit

Infusionen sind zur sofortigen Anwendung bestimmt und dürfen nicht länger als 1 Stunde vor dem Verabreichen gerichtet werden (BGH Urteil vom 3. November 1981 OLG Frankfurt a. M. VI ZR 119/80).



Sollte die angerichtete Infusionsflasche bis zur Verabreichung hingestellt werden, unbedingt die Belüftungsklappe schließen, da es sonst zur Durchfeuchtung des Partikelfilters kommt.



Für die Beschriftung bei Zusätzen sind Klebeetiketten empfehlenswert!

## 2. Weitere Informationen

[www.imikro.med.uni-rostock.de](http://www.imikro.med.uni-rostock.de)

## 3. Kontakt

Bei Anfragen, Anregungen etc. erreichen Sie uns unter Tel. 5014  
bzw. schreiben Sie eine Mail an [hygienefachkraft@med.uni-rostock.de](mailto:hygienefachkraft@med.uni-rostock.de)

Ihr Hygieneteam