

**Dokumentation Aufbereitung von TEE-Sonden** (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal)

Bereich Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie (KAI)

Datum	Uhrzeit	Gerätenummer	Bemerkung	Freigabevermerk	Signaturkürzel
01.06.22	15.30	xxxxxxxxxx	keine bzw. ordnungsgemäßer Ablauf	ja	XY

Die Dokumente sind nach Medizinproduktegesetz mindestens 5 Jahre zu verwahren.

Es gilt die Standardarbeitsanweisung (SAA) Aufbereitung von TEE-Sonden (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal) der UMR in ihrer aktuellen Version.

**Dokumentation Aufbereitung von TEE-Sonden** (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal)Bereich Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie (**KAI**)

Datum	Uhrzeit	Gerätenummer	Bemerkung	Freigabevermerk	Signaturkürzel
01.06.22	15.30	xxxxxxxxxx	keine bzw. ordnungsgemäßer Ablauf	ja	XY

Die Dokumente sind nach Medizinproduktegesetz mindestens 5 Jahre zu verwahren.

Es gilt die Standardarbeitsanweisung (SAA) Aufbereitung von TEE-Sonden (flexible Endoskope ohne Arbeitskanal) der UMR in ihrer aktuellen Version.